

VacStation

biztonságosabb fogászati ellátás

Összeszerelési kiegészítő információ


Összetett egyedi tervezésű nagyteljesítményű szűrőrendszer

VacStation


HighFiber légtechnikai szűrő




GlassFiber HEPA H13 szűrő




HEPA H13 szűrő+Aktív Szén+ KMnO4+ Ceramsit



Összetett egyedi tervezésű nagyteljesítményű HEPA H13 szűrő



Vegye le a készülék
tetejét



Döntse oldalra





Csúsztassa ki a fő
szűrőt



Összeállításnál kérjük a fő szűrő aljáról
távolítsa el a védőlapot

Távolítsa el a sárga
ragasztószalaggal
rögzített védőlapot



Összeállításnál kérjük a fő szűrő aljáról
távolítsa el a védőlapot

Elszívófej választék



Nagy elszívó ernyő
29.3 cm átmérő



Közepes elszívó ernyő
25x16 cm



Kicsi elszívó ernyő
11 cm átmérő



Az E-Conncet S

egy szép és okos endomotor